




**Multicath 4.5 Fr (2 luces)**

Multicath Bilumen 4.5Fr existe con 3 tipos de guías diferentes:

- 1.- terminación en "1". guía recta teflonada.
- 2.- terminación en "2", La guía en "j" es de nitinol teflonada.
- 3.- terminación en "3", guía de acero inoxidable (blister incluye un dilatador solo \*).

Viene con una aguja de punción de 21G y un catéter corto de 22G.



	características										
	catéter			luz distal			luz proximal			guía	
	longitud (cm)	Ø Ext. (mm)	Ø Fr	Ø G	flujo (ml/min)	espacio muerto (ml)	Ø G	flujo (ml/min)	espacio muerto (ml)	Ø Ext. (G)	longitud (mm)
1202.061											
1202.062	6	1,5	4,5	20	22	0,20	20	24	0,20	0,46	40
1202.063*											
1203.082	8	1,5	4,5	20	19	0,22	20	22	0,22	0,46	40
1203.121											
1203.122	12,5	1,5	4,5	20	15	0,25	20	18	0,25	0,46	40
1203.123*											
1203.202	20	1,5	4,5	20	12	0,34	20	15	0,34	0,46	70
1203.302	30	1,5	4,5	20	9	0,37	20	11	0,37	0,46	70

