




El Nutriline es un catéter fabricado en una sola pieza, que ofrece al personal de la salud una gran seguridad. Provee una seguridad adicional por sus aletas de fijación con un refuerzo que minimiza el riesgo de acodamientos. Al igual que los otros catéteres de poliuretano de nuestra marca, Nutriline usa la tecnología que logra paredes finas permitiendo altos flujos. Con varias longitudes para elegir, se asegura la colocación en la mayor cantidad de sitios de acceso IV.



Características y beneficios

- Catéter de una sola pieza que simplifica su colocación.
- El PUR hace el catéter más resistente.
- La graduación centimétrica da más seguridad en su colocación.
- Prolongador con aletas de fijación, reduce los riesgos de flebitis y movimientos del catéter más allá del punto de punción.
- Clamps para un correcto manejo de las líneas de infusión.
- Cinta métrica que ayuda a una colocación precisa.
- El personal de salud puede elegir el introductor
 - cánula pelable Microflash 20G con tecnología para una rápida detección del reflujo de la sangre.
 - Aguja pelable 20G

Catéter (PUR)								
código	Ø Int. Ø Ext.	Fr	longitud (cm)	mandril	espacio muerto (ml)	flujo (ml/min) (presión:1 bar)	introduccion	
1252.15	0.3 - 0.6	2	15	No	0.18	3.0	aguja pelable (20G)	
1252.150							microflash (20G)	
1252.030			Si					
1252.30			No	30		0.21	2.0	aguja pelable (20G)
1252.35					microflash (20G)			
1253.30		3		60		0.21	3.0	aguja pelable (20G)
1253.60								

Set de procedimiento con Nutriline incluido (1252.30) código 80197E03107

