



Multicath 3 Fr (2 luces)

Es actualmente el catéter de doble luz más pequeño del mercado.

Viene con una guía recta de Nitinol, que facilita la introducción y reduce el riesgo de trauma venoso por su característica antiacodamiento.



características													
	catéter				luz distal		luz proximal			catéter corto		aguja de punción	
	longitud (cm)	Ø Ext. (mm)	Ø Fr	Ø G	flujo (ml/min)	espacio muerto (ml)	Ø G	flujo (ml/min)	espacio muerto (ml)	gauge	longitud (mm)	Ø Ext. (G)	longitud (mm)
157.064	6	1,05	3	22	4,4	0,09	22	4,4	0,09	24	19	22	40
157.114	10	1,05	3	22	3,1	0,10	22	3,1	0,09	24	19	22	40
157.154	15	1,05	3	22	2,3	0,11	22	2,3	0,10	24	19	22	40
157.204	20	1,05	3	22	1,8	0,15	22	1,8	0,13	24	19	22	40

