


**Multicath 4.5 Fr (3 luces)**

Multicath bilumen 4.5Fr existe con 3 tipos de guías diferentes:

- 1.- terminación en "1". 2 guías: una en "j" nitinol teflonada y una recta teflonada.
- 2.- terminación en "2", guía en "j" de nitinol teflonada.
- 3.- terminación en "3", guía de acero inoxidable.
(blíster incluye solo un dilatador *)

Multicath bilumen viene con una aguja de punción de 21G y un catéter corto de 22G.



características												
catéter			luz distal			luz mediana			luz proximal			
longitud (cm)	Ø Ext. (mm)	Ø Fr	flujo (ml/min)	espacio muerto (ml)	Ø G	flujo (ml/min)	espacio muerto (ml)	Ø G	flujo (ml/min)	espacio muerto (ml)	Ø G	
1233.061	6	1,5	4,5	14,8	0,12	20	7,1	0,11	23	8,1	0,11	23
1233.062												
1233.063*												
1233.081	8	1,5	4,5	14,4	0,14	20	6,7	0,12	23	7,5	0,12	23
1233.082												
1233.083*												
1233.101	10	1,5	4,5	13,5	0,16	20	5,8	0,14	23	6,1	0,14	23
1233.102												
1233.103*												
1231.121	12,5	1,5	4,5	10	0,18	20	3	0,16	23	4	0,16	23
1231.122												
1231.123*												
1233.202	20	1,5	4,5	7,4	0,20	20	2	0,17	23	2,1	0,17	23
1233.302	30	1,5	4,5	5,8	0,24	20	1,5	0,19	23	1,6	0,19	23

